

【フラグメント解析】 ご注文手順

STEP 01 お客様情報の登録

本サービスのご利用には、お客様情報の登録をお願いしております。
『マイページ』のアカウント作成から、お客様情報の登録を行ってください。

[登録はこちら ▶](#)

STEP 02 お客様 ID 発行

株式会社マクロジェン・ジャパンからお客様 ID を発行し、ご登録のアドレスにメールにてお知らせします。
(但し、土日休日の ID 発行は行えません。予めご了承ください。)
お客様 ID 発行のメールに記載のパスワードは仮のものになります。
初期登録時に発行されますお客様 ID および仮パスワードでログインしていただき、
『マイページ』からパスワードの変更をお願いします。

STEP 03 オーダーシステム入力

下記ボタンから『マイページ』にログインしてください。

[マイページ ▶](#)

左上【Order】をクリックしていただき、【Fragment Analysis】へお進みください。
フラグメント解析用のオーダー様式をダウンロードいただき、必要事項をご入力ください。
入力済のオーダー様式をアップロードし、【完了】をクリックしてください。
オーダー様式が株式会社マクロジェン・ジャパンに送られます。

Genescan のサンプルとして、蛍光標識プライマーを用いた PCR 産物をお送りください。
サンプル量は 1 サンプルあたり 10 μ l 以上をご用意ください。

size standard を未添加の際は、その旨をオーダー様式にご記入ください。
LIZ600 を用いた解析の場合、弊社では取り扱いがないため、size standard もお送りください。

STEP 04 サンプル送付

サンプルとオーダー様式の印刷物を同封し、着払いでお送りください。
サンプルはアルミホイル等で包み、必ず遮光した状態でお送りください。
96well plate でご依頼の場合、粘着力の強いプレートシールか 8 連キャップをお勧めしております。
輸送時におけるサンプル漏れ防止にご協力をお願いします。

STEP 05 解析

サンプル到着後、受領の連絡をメールにてお送りします。

STEP 06 納品

結果が得られ次第、fsa ファイルをダウンロードできるメールをお送りします。

(メールは、株式会社マクロジェン・ジャパンから送信されます。)

fsa ファイルをご覧いただくには、専用のソフトウェア【Peak Scanner】が必要になります。

下記ボタンよりダウンロードください。

[ダウンロード ▶](#)

Applied Biosystems 社のフリーソフトウェアになります。

Download for free をクリックしていただき、必要事項をご入力ください。

URL が記載されたページが表示されます。

こちらのソフトウェアにてデータの閲覧、解析、エクスポート等が行えます。

参考 マクロジェンジャパン アカウント作成・ご注文ガイド

下記ボタンからご確認ください。

[ご注文ガイド ▶](#)