

オリゴDNA合成サービス

¥18 / mer ~

¥18 / mer のお求めやすい価格で高品質オリゴDNAをお届け。

当サービスでは、合成工程全般を自動化することで、国内最安値を目指した低価格なサービスを実現しています。また、クオリティーチェックや精製方法にもこだわり、高品質なオリゴDNAのご提供をお約束いたします。


1 お手頃価格 ※ 送料無料

	25 nmol	50 nmol	200 nmol	1 μ mol
1 mer あたり (税別)	¥18	¥23	¥65	¥130
精製グレード	脱塩	MOPC	MOPC	MOPC
PAGE 精製	—	—	¥2,080	¥3,230
対応可能な鎖長	~35 mer	~120mer	~120mer	~120mer

※ 合計金額が ¥2,700 (税別) 未満の場合、¥980 (税別) を送料として、ご請求金額に加算いたします。

2 高精度の品質チェック (QC)

生産された全てのオリゴについて、MALDI-TOF 検査を行い、綿密な品質チェック (QC) の後に発送いたします。MALDI-TOF 法は、従来の PAGE gel QC より正確な結果が測定できる分子解析方法です。N-1, N-2 などが含まれるオリゴをより精密に分析し、従来よりさらに高い QC 結果を提供いたします。



3 独自の精製技術『MOPC™ 精製』

独自技術である「MOPC™ (MacroGen Oligo Pack Column) 精製」は、短いオリゴだけでなく長いオリゴ精製にも優れた効果を持つ高品質のオリゴ精製方法です。MALDI 解析と HPLC 解析をベースにしており、オリゴの高純度精製法である PAGE 精製と比較しても遜色がありません。こちらの MOPC™ 精製は、全てのオリゴ精製 (25nmol スケールを除く) に用いられるため、他社のスタンダードな精製より高純度の結果が得られます。

4 修飾オリゴ合成も対応可能

Deoxyinosine やリン酸基、蛍光、リンカーなど、様々な修飾基をバリエーション豊富にご用意しております。下記以外の修飾も多数取り揃えております。対応が可能な修飾基のリストは弊社ホームページでご確認ください。

	200 nmol	1 μ mol
PAGE 精製 (必須)	¥1,390	¥1,390
Deoxyinosine (di)	¥920 / 塩基	¥2,310 / 塩基
5' Phosphorylation	¥2,890	¥6,350
5' FAM	¥3,810	¥9,240
5' HEX	¥5,780	¥13,280
5' TAMRA	¥5,780	¥13,280

* 合成費用は別途かかります。

5 納期

月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
注文	発送	納品							
	注文	発送	納品						
		注文	発送	納品			品送		
			注文	納品	発送				
				注文			納品	発送	
									納品

- ・未修飾のオリゴDNAは16時までの受注で、2営業日以内に韓国 Macrogen から発送します。
- ・91mer以上のオリゴは、受注日の週（金曜日16:00までの受注）の金曜日に製作いたしますので、発送は翌週の月曜日となります。
- ・90 mer以下と91 mer以上のオリゴを同時に発注された場合、すべてのオリゴが91 mer以上のオリゴの発送日となりますので、ご注意ください。
- ・オリゴ合成（プライマー合成）は韓国Macrogenで行いますため、韓国の休日によっては納期が前後する場合がありますので、ご了承ください。
- ・通関手続きや地域によっては配送時間が長くなる場合がございます。予めご了承ください。

アカウント登録方法

まずは、アカウントの登録をお願いいたします。
弊社Webサイトトップページまたは右記QRコードより登録画面へアクセスください。

>>>




1 Webサイトトップページより登録画面へ

2

アカウント作成をクリック

3

必要事項を入力・登録



マクロジェン社 (分析元) のログインページ



以上で登録は完了です。

ご登録後、メールにてお客様IDと仮パスワードをお知らせします。（ご登録には数時間～2日間程度かかります）
お客様IDと仮パスワードを用いてログインしますと、ご登録情報の確認・修正が行えます。

ご注文方法

『マイページ』にログイン後、案内に従って、必要事項をご入力ください。

なお、アカウント登録をしていただけましたら、オリゴDNA合成サービスの他にDNAシーケンスもご利用いただけます。



株式会社ファーマフーズ
アプロサイエンスグループ

〒770-0865 徳島県徳島市南末広町 4-53 エコービル 4 階

■Tel: 088-678-6372 ■Mail: bio@apro-s.com

■Url: https://apro-s.com/

本社 〒615-8245 京都府京都市西京区御陵大原1-49

販売店